



**sorbact**<sup>®</sup>  
green wound healing

Edullinen  
apuväline  
haavan  
puhdistamiseen

## Sorbact<sup>®</sup> sykerö on tehokas ja edullinen apuväline haavan puhdistamiseen

Sykerö on hydrofobiseksi käsiteltyä asetaattisilkkiä ja se toimii erinomaisena apuvälineenä akuuttien ja kroonisten haavojen sekä haavaa ympäröivän ihon puhdistamisessa.

### Tehokas, turvallinen ja helppokäyttöinen

Antimikrobinen sykerö sitoo itseensä haavalla olevat patogeenit mikrobit ja asetaattisilkkipinta pudistaa haavaa hellävaraisesti. Sykerö ei sisällä solutoksia tai allergisoivia aineosia eikä se jätä haavapohjaan nöyhtää tai irtopartikkeleita.

Sykerö on käyttövalmis sellaisenaan ja tarvittaessa se voidaan kostuttaa esim. keittosuoliuksella tai hanavedellä.

Yksi pussi sisältää viisi käyttövalmista Sorbact<sup>®</sup> sykeröä.



	Tuotekoodi	Koko	Kpl/pussi	Pussi/laatikko
Sorbact <sup>®</sup> sykerö	98126	30 mm Ø	5	14

Markkinointi: Oy Verman Ab  
Jakelu: OneMed Oy

