

Hengittävä
polyuretaanikalvo

36 %
imukykyi-
sempi¹

Imukykyinen polyuretaani-
vaahtoydin, jossa on erittäin
imukykyisiä raitoja

Bakteereja ja sieniä
sitova Sorbact-pinta

Cutimed® Siltec® Sorbact®

**Infektioiden ja haavaeritteen
tehokkaaseen hallintaan**



SKANNAAMALLA LISÄTIETOA

Katso sidosten asettamista ja leikkaamista käsittelevät videomme

Bakteereja sitova vaahtosidos, fiksua infektioiden hallintaa

Uudistettu, Cutimed-tuotesarjaan kuuluva Cutimed Siltec Sorbact on vaahtosidos, joka sitoo bakteereja ja sieniä Sorbact Technology -menetelmän avulla. Uudistettu sidos on 36 % imukykyisempi¹, ja haavaeritteen hallinta on entistä tehokkaampaa². Parantuneen suorituskyvyn ansiosta sidos on fiksu valinta haavanhoitoon.

- ✓ Voidaan leikata hankalasti sijaitsevaan haavaan sopivaksi.
- ✓ Erinomainen haavaeritteen hallinta.²
- ✓ Kehitetty pienentämään maseraatoriskiä.³
- ✓ Voidaan käyttää yhdessä kompressiohoidon kanssa.
- ✓ Tukee antimikrobisten valmisteiden vastuullista käyttöä.⁴
- ✓ Turvallinen kaikilla potilasryhmillä lapsista iäkkäisiin.^{5,6,7}

Käyttötarkoitus

Käyttöaiheet: Cutimed Siltec Sorbact on tarkoitettu puhtaiden, kontaminoituneiden, kolonisoituneiden tai infektoituneiden vähän tai kohtuullisesti erittävien haavojen hoitoon. Käyttökohteeksi soveltuvia haavoja ovat esimerkiksi leikkaushaavat, traumahaavat, painehaavat, diabeettiset jalkahaavat ja säärihaavat. Cutimed Siltec Sorbact on tarkoitettu pinnallisiin haavoihin.

Käyttöaika: Sidosten vaihtotiheys riippuu haavaeritteen määrästä ja haavan sekä ympäröivän ihon yleisilästä. Kliinisen tilan salliessa sidos voidaan jättää paikoilleen enintään 7 vuorokaudeksi.



Uusi
pakkaus

Tuotetiedot



Koko	Tuote-numero	Pakkaus-koko
Ø 4.5 cm	7276732	10
Ø 4.5 cm, halkio	7276731	10
5 x 6 cm	7276730	10
10 x 10 cm	7276733	10
15 x 15 cm	7276734	10
20 x 20 cm	7276736	5
10 x 20 cm	7276735	10
16 x 24 cm, kantapää	7276738	5



Valmistaja Essity

Cutimed® ja Siltec® ovat BSN Medicalin rekisteröityjä tuotemerkkejä. Lääkinnällinen laite
Sorbact® on Abigo Medical AB:n rekisteröity tavaramerkki. Lääkinnällinen laite



Bakteerit eivät voi estää sitoutumistaan Cutimed Sorbact -pintaan – se on luonnonlaki

Cutimed Sorbact on tutkitusti toimiva innovaatio infektioiden hallintaan. Ainutlaatuisen DACC™-pinnoitteen hydrofobisuuden ja muiden erityisominaisuuksien ansiosta sidoksilla voidaan ehkäistä ja hoitaa infektoita vapauttamatta haavaan vaikuttavia aineita. Pinnoite sitoo bakteereja pysyvästi: ne tarttuvat ja jäävät kiinni sidokseen. Sidokset sitovat myös sieniä ja endotoksiineja, jotka voivat häiritä haavan paranemista. Fysikaalisen vaikutusmekanismin ansiosta bakteerien, sienten ja endotoksiinien poisto Cutimed Sorbact -sidoksilla on turvallista.^{8,9}

Viitteet:

1. Essity-konserni. Arkistotieto. (SS-EN 13726:2023 Annex B, C) In comparison to Sorbact® Foam Dressing 2. Essity-konserni. Arkistotieto. (SS-EN 13726:2023 Annex E) 3. von Hallern B, et al. Infektionsprävention bei exsudierenden Wunden mit Cutimed® Siltec® Sorbact- eine Auswertung von 15 Kasuistiken [Infection prevention of exuding wounds with Cutimed® Siltec® Sorbact- an evaluation of 15 cases]. Medizin & Praxis. 2014. 4. Rippon MG, Rogers AA, Ousey K. Antimicrobial stewardship strategies in wound care: evidence to support the use of dialkylcarbamoyl chloride (DACC)-coated wound dressings. J Wound Care. 2021 Apr 2;30(4):284-296. doi: 10.12968/jowc.2021.30.4.284. PMID: 33856907. 5. Ciprandi G et al. Meeting the challenges in pediatric wound care: Our 15-year experience with dialkylcarbamoyl chloride-coated dressing technology in acute and chronic wounds. Chronic Wound Care Management and Research. 2022;9:23-33. https://doi.org/10.2147/CWCMR.S376889 6. Meberg A & Schoyen R. Hydrophobic material in routine umbilical cord care and prevention of infections in newborn infants. Scand J Infect Dis. 1990;22:729-733. https://doi.org/10.3109/00365549009027128 7. Kammerlander G et al. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. Wounds UK. 2008;4:10-18. https://www.wounds-uk.com/journals/issue/14/article-details/an-investigation-of-cutimed-sorbact-as-an-antimicrobial-alternative-in-wound-management Note: Precautions for Cutimed® Sorbact® Gel/Sorbact® Gel Compress in IFU. 8. Husmark J, et al. Antimicrobial effects of bacterial binding to a dialkylcarbamoyl chloride-coated wound dressing: an in vitro study. J Wound Care. 2022 Jul 2;31(7):560-570. doi: 10.12968/jowc.2022.31.7.560. PMID: 35797260. 9. Susilo YB, et al. Significant and rapid reduction of free endotoxin using a dialkylcarbamoyl chloride-coated wound dressing. J Wound Care. 2022 Jun 2;31(6):502-509. doi: 10.12968/jowc.2022.31.6.502. PMID: 35678791.

Sorbact® on Abigo Medical AB:n yhtiön rekisteröity tavaramerkki.